



Totaalleverancier
voor poliklinieken
en operatiekamers



Orthoptie catalogus

Laméris
Da Vincilaan 7
6716 WC Ede

030 600 87 11
info@lameris-group.nl
www.lameris-group.nl



Inhoud

Pasmonturen	4
Pasglazensets	6
Handinstrumenten van Heine	10
Handinstrumenten van Keeler	10
Handgrepen en oplaadsystemen van Heine	12
Handgreep en oplaadsysteem van Keeler	12
Lenzen van Volk en Haag-Streit	14
Artsenstoel	14
Stereotesten	16
Kleurentest	19
Kay Picture tests	21
Nabijtesten	23
3 meter kaarten	24
5 meter kaarten	26
Aanwijs handgreep	29
Low contrast testen	30
ETDRS kaarten	32
Acuity Cards sets	33
Diversen	35
Hess scherm	36
Tangentenwand	37
Synoptophore	38
Prisma	44
Apparatuur	46

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Prijzen kun je opvragen via info@lameris-group.nl onder vermelding van het artikelnummer.

Pasmonturen

Bestelnr.



Oculus universeel pasmontuur, model UB-3

403240



Oculus universeel pasmontuur, model UB-4

403280



Oculus universeel pasmontuur, model UB-5

403278

Dit montuur is speciaal voor kinderen ontwikkeld, de maatvoering is beter afgestemd op de grootte van een kinderhoofd en door de felle kleurtjes is het montuur een iets vrolijkere verschijning dan de doorgaans zwarte pasmonturen.




Oculus universeel pasmontuur voor kinderen

403270



Demetz pasmontuur voor baby's

418290



Vergelijking UB-4 met UB-5

Om in de wat kleinere vattingen van dit montuur te passen zijn ook de pasglazen uitgevoerd met een iets kleinere doorsnede (28mm). Van deze pasglazen zijn diverse sets leverbaar: BK S2 en BK S3



Pasglazensets

Oculus pasglazenset 244 glazen in brede kunststof vassing type BK1. Zonder inzetraam en koffer.

Bestelnr.

403070

Inhoud bestaat uit:

- * 35 paar elk +/- sph. 0,12-20D
- * 17 paar elk +/- cyl. 0,25 - 6D
- * 10 prisma lenzen.
- * 2 gekleurde lenzen, 2 plano met kruisdraad
- * 1 occluder, 1 plano lens.
- * 1 pinhole pasglas, 1.25 , 1 stenopaisch 1.25
- * 1 maddoxcylinder, 1 matglas



Oculus pasglazenset 110 glazen in brede kunststof vassing type BK2 zonder pluscylinder glazen. Zonder inzetraam en koffer. Inhoud bestaat uit:

403116

- * 20 paar elk +/- sph 0,25 - 12 dpt
- * 10 paar elk +/- cyl 0,25 - 3 dpt
- * 5 prisma lenzen.
- * 2 gekleurde lenzen, 1 occluder, 1 pinhole pasglas, 1.25
- * 1 maddoxcylinder



Pasglazenset, 232 glazen met brede kunststof vassing. Zonder inzetraam en koffer. Inhoud bestaande uit:

421263

- * sferisch van +/- 0.12D tot +/- 20.00D
- * cilindrisch van +/- 0.12D tot +/- 6.00D
- * prisma glazen, kruiscilinders, 1x rood, groen en zwart
- * 1x plano, pinhole, spleet



Pasglazenset, 266 glazen met smalle metalen vassing. Zonder inzetraam en koffer. Inhoud bestaande uit:

- * +/- sferisch van 0,25 tot 20D
- * +/- cilindrisch van 0,25 tot 4D

- * 14 prisma glazen.
- * 1 rood,1 groen,1 zwart, 1 plano,
- * 1 pinhole pasglas, (1.25mm) , 1 spleet.
- * 1 polaroidglas



Oculus pasglazenset, 192 glazen in smalle kunststof vattng **403130**
 Ø 28mm voor **UB-5**, type BK S3. Zonder inzetraam en
 koffer. Inhoud bestaat uit:

- * 32 paar elk + sph. 0,12 -14D
- * 32 paar elk - sph. 0,12 - 15D
- * 16 paar elk - cyl. 0,25 - 5D
- * 11 paar elk prisma lenzen 0,25 - 12D
- * 10 aanvullende lenzen



Oculus pasglazenset, 110 glazen in smalle kunststof vattng **403129**
 Ø 28mm voor **UB-5**, type BK S2. Zonder inzetraam en
 koffer. Inhoud bestaat uit:

- * 20 paar elk + sph. 0,25 -12D
- * 20 paar elk - sph. 0,25 - 12D
- * 10 paar elk - cyl. 0,25 - 3D
- * 10 aanvullende lenzen



Luneau set prismalinealen horizontaal/verticaal

407140



Oculus skiaskopie linealen in etui

403620

Retinoscopy racks with slider (by Trousseau),
in case of light metal and strengthend synthetic plastic

material, set consists of 2 racks, plus and minus from
0.5 D - 10 D in half diopter steps, from 10 - 20 D in 1 D
steps



Occlusiebril voor kinderen

415645



Spielmann-Occluder, semi-transparant

407150



Luneau occluder op handgreep

407020



Luneau occluder op steel, zwart

407040



Maddox glas op steel

407030



Bernell occluder/dubbel/rode maddox, zwarte
occluder, BC207

420020



Bernell zwarte multipinhole occluder

420026



Pinhole,17 gaats op greep

Handinstrumenten van Heine

Bestelnr.



Heine directe oogspiegel type Beta 200, 3,5V C-002.30.100

404320

Heine directe oogspiegel type Beta 200M, 3,5V
C-002.30.102 met fixatie sterretje: ★

419580



X-002.88.070

Lampje:

404750



Heine Streepskiascoop type Beta 200, 3,5V C-002.15.353

404300



X-002.88.089

Lampje:

404770



Heine indirecte hand oogspiegelopzet, 3.5V Monoculair
met + 3 dpt opzetloop. C-002.33.001

404330



X-002.88.050

Lampje:

404720

Handinstrumenten van Keeler

Bestelnr.



Keeler skiascoop met oplaadbaar handvat

50004



1013-P-7009

Lampje:

419442

Handgrepen en oplaadsystemen van Heine

Bestelnr.

Handvat en aansluiting aan de refractie-eenheid.

404500



Heine NT300 laadstation

420681

Heine losse handgreep

404810

Heine NT300 laadstation met 2 handgrepen

404820



Heine handvat model R, 3.5. Volt, oplaadbaar in wandcontactdoos met Liion accu X-007.99.376

404795



Heine Beta batterijhandvat X-001.99.118 incl verlengstuk X-000.99.020

404640

419670



Handgreep en oplaadsysteem van Keeler

Bestelnr.

Keeler Lithium handvat 3.6V

400106





Keeler Mini Lithium-ion Charger

421292



Lenzen van Volk en Haag-Streit

Bestelnr.

Volk, dubbel asferische ophthalmoscopeerlens, 20 dpt

413230



Volk, dubbel asferische ophthalmoscopeerlens, 90 dpt

412910

Artsenstoel

Bestelnr.



Jörg artsenstoel, model Coburg Eurolift 11015.

420161

Taboeret met ergonomische zitting en rugleuning

- In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer, (47-66 cm).
- 5 antistatische wielen.

Uitvoering zonder voetenring.



Jörg artsen kruk , model Coburg Eurolift 11070.

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:

- low version: 41 - 54 cm
- high version: 48 - 67 cm

420721

420711



Akrus patiëntenstoel AK470rl (rugleuning)

416102

Akrus patiëntenstoel AK470rla (rug- en armleuning)

416101



Doge Boxer patiëntenstoel.

p.o.a.

Elektrisch in hoogte verstelbaar.

Blokkering kan naar keuze elektrisch of mechanisch.

Stereotesten

Bestelnr.



Stereotest huisvlieg, inclusief bril

415330



Stereotest "Vlinder", inclusief bril

415335



Randot stereotest

415340



Losse polariod bril tbv stereotest 'vlinder' of 'huisvlieg'

415320



Lang stereotest no.1

403650



Lang stereotest no.2

403660



Haag-Streit UK "Lang" fixatie kubus 7004010

411315

Haag-Streit UK "Lang" fixatie lineaal 7004011

411316

Stereotesten

Bestelnr.



TNO-stereotest

408620



Rood groen bril voor kinderen mt 48-18

408610

Rood groen bril voor volwassenen mt 51-18

408600


Haag-Streit UK Frisby Stereotest 7308001

418910




Haag-Streit UK Stereogram plaatjes open bucket per 100

412570



Haag-Streit UK Stereogram plaatjes closed bucket per 100

412580



Kleurentest

Bestelnr.



H.R.R. kleurentest compleet met scorekaarten (NL)

419736

Scorekaarten verp./100, 4e editie

419737



Ishihara kleurenzientest, 14 platen

403570

Ishihara kleurenzientest, 24 platen

403560

Ishihara kleurenzientest, 38 platen

403590



Matsubara kleurentest voor kinderen en analfabeten

403580



Luneau Lanthony 15HUE kleurentest

407080



Luneau Farnsworth 15D kleurentest

407090



Luneau 100 hue kleurenzientest

420370



LEA 3D puzzle

Kay Picture tests

Bestelnr.



Crowded LogMAR Book Set KPTCR

411226



6 meter Book set KPT6M

411235



3 meter Book set KPT3M

411240



boekje met 10 kaarten tbv. Kay test KPTR10

419450

Screening Book set KPTSC



Nabijtesten

Bestelnr.



Leeskaartje, model "De Nederlanders"


409220



Leeskaart met afstandkoordje 40 cm 2106

419711


Tweezijdig: 18 x 23 cm



LH visuskaart met afstandkoordje 40 cm 2508

420120

Tweezijdig: 20 x 25,4 cm



LH nabijleestest voor kinderen 40 cm 2509

420122

9,5 x 16 cm




Haag-Streit UK duimlees test

411070

3 meter kaarten

Bestelnr.




Lea single symbol boek 2506

420128

Optotypes arranged for isolation with mask

13 x 13 cm 13 blz

Incl response key 2517 en 2518




Lea crowded symbol boek 2507

420127

Center test symbol surrounded

3 x 13 cm 16 blz

Incl response key 2517 en 2518




Lea leeskaart , 15 lijnen,2501.

420119

Incl response key 2517 en 2518.

Tweezijdig:




Response key 2517

420102



Response key 2518

LH Leeskaart,9 lijnen,3 meter 2505



5 meter kaarten

Bestelnr.




3 en / of 5 meter leesafstand:

Visuskaart, BURGHARDT uitvoering TOV Kunststof.

421310

Visuskaart, BURGHARDT uitvoering TOV t.b.v. lichtkast

421315



Visuskaart TNO/ Landoltse ringen, voor 5 meter leesafstand.
Kunststof afwasbaar

409190

Visuskaart TNO/ Landoltse ringen uitvoering tbv.

421317

lichtkast



Lichtbak tbv. visuskaart


421318

421317 Landoltse ringen

of

421315 APK-TOV kinderkaart

b38xh51xd12 cm.



Oculus leeskaart E-haken, afwasbaar 46926

5 meter kaarten

Bestelnr.



Visuskaart ETU, voor 5 meter leesafstand

409180

Snellen kaart



E-haken set model Leiden

415650



Luneau optotypentest vlgs. Dr.Thibaudet

407105



Haag-Streit UK plastic "E" set

419245



Haag-Streit UK E-symbool 7001010

411190



Haag-Streit UK Sheridan Gardiner test 1549011

411220

Complete set



Cl/Cl Sheridan Gardiner test 4116001 (zoals afgebeeld)

411221

Cl/Cl Sheridan Gardiner flip over booklet,(6/60-6/18),
booklet red 4116003

411223

Cl/Cl Sheridan Gardiner flip over booklet (6/18-6/6),
booklet yellow 4116004

411224



Haag-Streit UK Ffooks symbolen boekje, met symbolen

411170



Aanwijs handgreep

Bestelnr.

Oculus Landoltsering op handgreep


403480

Oculus E-haak op steel

403490


Low contrast testen

Bestelnr.




Hiding Heide low contrast set, 2535

420118




Low contrast flip chart (set 1,5 levels) 2511

419703



Low contrast Flip chart set (set 2,5 levels),2512

419699



LH contrasttest cijfers, 2704

420139



CI/CI Pelli Robson contr sens.kaart 7002251

411420

CI/CI Cambridge low contrast sens.grat. 7002200

411440



ETDRS kaarten

Bestelnr.



Lichtkast voor "ETDRS" visuskaart, Sussex Vision
 Formaat: 62 cm x 65 cm x 36 cm

420124



ESV 3000 Verrijdbaar statief t.b.v. lichtkast "ETDRS", Sussex Vision

420125



Originele ETDRS visuskaart. Doorzichtige kaart voor in de ETDRS lichtkast

Kaart 1 voor het testen van het rechter oog

2121 4 meter

420123

2170 3 meter

420103

Kaart 2 voor het testen van het linker oog

2122 4 meter

420111

2171 3 meter

420104


Kaart 3 voor refractie

2123 4 meter

420112


2172 3 meter

420101



Originele ETDRS visuskaart, Landolt "C" 2210, voor in de lichtkast voor 4 meter leesafstand

420087



Originele ETDRS visuskaart met cijfers, 2702 voor in de lichtkast voor 4 meter leesafstand

420114



Acuity Cards sets

Bestelnr.

Teller acuity cards

417910

- Glare-Free Laminated Test Cards for Increased Durability
- New Digitally Printed Test Cards (no edge artifacts) for Increased Testing Accuracy
- Scientifically Established Norms
- May Be Easily Administered by a Technician
- CPT Reimbursement Codes are Available
- 17 10in x 20in Cards Measuring Grating Acuties 20/3200 to 20/20

Instruction Manual with Normative Data Included

Koffer tbv. Teller Acuity Cards set apart te bestellen:

417915



Cardiff Acuity Card Set

414460

- Supplied in their own carrying case , the Cardiff cards are ideal for acuity testing of toddlers aged between 1 to 3 years , or individuals with intellectual impairment.
- The cards test acuities from 6/6 to 6/60 at 1m or 50cm viewing distance. Scoring is measured in LogMAR.

All cards are specially laminated to minimize finger marks and smudges.



Amsler boek met schemata 2215-P-1034


414450

Amsler kaartje, los blok (zwart)

414455

Keeler schemata voor Amsler kaarten,p/50 (wit)

414470




Diversen

Bestelnr.

PV Patti Cake fixatielatje/PD maatje.2530

419714



LEA gratings



Maddoxglas, rood

405200



Maddoxglas, wit

405201

Oculus Bagolini lens in montuur

403310



Set lenzen volgens Bagolini in etui

408100





Hess scherm

Bestelnr.

Haag-Streit UK elektrisch Hess scherm
Het Hess scherm wordt geleverd met een groene Forster penlight, rood / groen bril, infrarood afstandsbediening en schemata. Exclusief hoofd / kinsteun.

412510

Haag-Streit UK hoofd/kinsteun tbv.Hess scherm.

412520

Deze hoofd / kinsteun wordt aan de muur bevestigd. Voor een goede stabiliteit is de hoofd / kinsteun tevens voorzien van een poot. Na het onderzoek kan de hoofd / kinsteun weggeklapt worden.

Haag-Streit UK afstandsbediening tbv Hess scherm
6902661

412475



Haag-Streit UK penlight voor Hess scherm,rood
6905001

412480

Haag-Streit UK penlight voor Hess scherm,groen
6906001

412485



Haag-Streit UK rood/groen bril voor Hess scherm
6907001

412490

Haag-Streit UK schema voor Hess scherm verp/100
6931001

412500

Haag-Streit UK reserve lampje voor Hess scherm
6932001

412620

Haag-Streit UK reserve lamp voor Hess lantaarn
6161002

412680

Haag-Streit UK reserve lampje voor Hess lantaarn
V-vormfilament 6161004

412685

Tangentenwand

Bestelnr.




Tangentenwand volgens Harms

410355



Oculus Maddoxkruis met schaal voor 5m en 1m, incl. trafo

419690



Synoptophore



Haag-Streit UK synoptophore model 2002

411530

De synoptophore 2002 is het standaardmodel uit de serie. Naast het doen van standaardmetingen en behandelingen is het mogelijk ieder oog hetzij gelijktijdig hetzij afzonderlijk door middel van een automatische flitsinrichting te stimuleren. Een drukknopbediende nabeeldenflitser is ingebouwd. Exclusief synoptophore plaatjes. Op www.ootech.nl kunt u de diverse plaatsjes vinden



Set à 2 stuks synoptophore plaatjes naar keuze. Voor een overzicht van leverbare slides:

[http://www.ootech.nl/images/upload/Synoptophore & slides.pdf](http://www.ootech.nl/images/upload/Synoptophore_%20slides.pdf)



Mayou Series of 8 Slides (Orange Binding) 6413002

411570

1. Slide No. 1: 15° red square with three small squares in centre
2. Slide No. 2: 15° red square with one small square in centre
3. Slide No. 3: 12° red square
4. Slide No. 4: 9° red square
5. Slide No. 5: 6° red square
6. Slide A: 1° rocking horse
7. Slide B: 1° ball
8. Slide C: 1° boat



Haag-Streit, elektrisch in hoogte verstelbare tafel met 2 laden, verrijdbaar met remsysteem. Groot tafelblad. 1 slidesbakje voor het opbergen van de synoptophore slides.

418670

De afbeelding is exclusief de slidesbakjes



Haag-Streit UK RAF binocular gauge

411320



Haag-Streit UK Maddox-Wing

411330

Quick and efficient near test for horizontal, vertical and cyclo-deviations.

De Maddox Wing test is een nabijheidstest voor het meten van heterophorie



Worth four dot test lantaarn zonder bril

419735

Luneau worth 4 dot near vision test



407166

Sbisa 4-dot test voor veraf



408105



Rood/groen voorhouder

407110



Nystagmestrommel standaard model

419710



Disposable penlights verpakt per 6

413900

Diversen

Bestelnr.



Oculus spiegel exophthalmometer volgens Hertel

403680



Oculus wentelglas +/-0.25D

403170

Oculus wentelglas +/-0.50D

403180



Keeler set/2 kruiscylinders 0.25/0.50D

2203-P-1029

421260



Oculus kruiscylinder +/- 0.25D

403185

Oculus kruiscylinder +/-0.50D

403190

Oculus kruiscylinder +/-1.00D

403200



Occluder pasglazen 38 mm:



Keeler Halberg trial clips, per paar

2207-P-1026

414440



Keeler clip-on occluder

2299-P-1049

414620

Prisma

Bestelnr.



Prismatest vlgs. Gobin c/m houder, 15D

409660



Prismatest vlgs. Gobin c/m houder, 4D

409960

Prism Bar set horizontal and vertical

407140

Set prisma linialen, horizontaal / verticaal, fabriikaat Luneau



Prisma set van 16 in etui, fabriikaat Luneau

407060



Prisma set van 22 in etui, fabriikaat Luneau

407065



Fresnel prisma 1 dioptrie - 40 dioptrie:

412710-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,20,25,30,35,40

412870



Bagolini Red filter bar

408110



Occlusie-folie vlgs. Bangerter 0.0 tot

417996-

Occlusie-folie vlgs. Bangerter 1.0

418031



Bangerter occlusie liniaal

418032



Neutral Density Bar

415705

Apparatuur:

Nidek SC-1600

Nidek SC-1600P

Bestelnr:

425010

425015



Nidek CP-770



425260





Nidek ARK-30

425200

Nidek AR-20

425190



Righton Retinomax K-Plus 3


420220

Righton Retinomax 3

420226

Serie A: Maddox Test (White Binding)

6502001 A 1/2 Red circle 8° in Green square 12°




6502002 A 3/4 Red circle 3° in Green square 6°



6502003 A 5/6 Red circle 1° in Green square 3°



6502004 A 7/8 Fusion object 7°V 9°H



6502006 A 11/12 Fusion object 1° square



6502007 A 13/14 Cross (Black) 8°V 5°H



6502008 A 15/16 Angle gamma and Arrow head



6502009 A 17/18 Phoria test (Cross in circle) large

6502010 A17a/18a Phoria test (Cross in circle) small




6502011 A 19/20 Phoria test (Scales and Pointers)

6502012 A 21/22 Blind spot test




6502013 A 23/24 Amsler grid



Serie D: Stereoscopic Vision (Yellow Binding)

6504001 D 1/2

Bucket (Black and White) 10°



6504002 D 3/4


Spears 11°V 10°H

6504003 D 5/6

Swings 11°V 7½°H

6504004 D 7/8

Wicket 10°V 3°H




6504005 D 9/10

Tennis Net 5°V 10°H



6504006 D 11/12

Five balls 8° square



6504007 D 35/36

Eight shapes 7°V 9°H (black background)



6504008 D 37/38

Seal balancing ball (black background)

6504010 D 41/42


Pedestrian crossing 5°V 11°H (black background)

6504011 D 43/44 Six coloured lanterns 7° square (black background)




6504012 D 45/46 Three skittles 7° square

6504013 D 47/48 Four aeroplanes 7° square



6504014 D 49/50 Aviary with 5 birds 6°V 7°H



6504015 D 51/52 Aquarium with 4 fish 9°V 7°H (black background)



6504016 D 53/54 Christmas tree 10°V 9°H (black background)

6504017 D 55/56 Juggler 9° square (black background)

6504018 D 57/58 Road signs 9° square

6504019 D 59/60 Train & bridge 9°V 8°H

6504020 D 61/62 Horse jumping fence 5°V 5½°H

6504021 D 63/64 Planets & stars 7°V 6°H (black background)

Serie F: Series F Fusion (Green Binding)

6506001 F 1/2 F and "L" in circle 9° . Letter "E" 4° square



6506002 F 3/4 Rabbit - peripheral attached controls flower & tail - 11° square



6506003 F 5/6 Dovecote - central controls 2 doves - 15°V 9°H



6506004 F 7/8 Traffic lights - vertical controls red & green lights - 5°V 1°H



6506005 F 9/10 House - central controls 2 trees - 6° square



6506007 F 13/14 Mrs. Bruin - peripheral controls pail and broom - 9°V 10°H



6506008 F15/16 Minnie Mouse - vertical controls parasol & tail - 9°V 7 1/2°H



6506009 F17/18 Mickey Mouse - vertical controls mallet & nail - 9 1/2° square




6506014 F27/28 Jumbo - peripheral controls boat & sandcastle - 9 1/2°V 12°H



6506016 F 31/32 Frog - peripheral controls dragonflies & waterlilies - 9°V 15°H



6506019 F 37/38 Fox - central vertical controls red jacket & blue trousers - 10° square



6506020 F 39/40 Black cat - peripheral vertical controls head & tail – 15°V 8°H


6506021 F 41/42 Black cat - peripheral vertical controls head & tail - 3°V 1 1/2°H



6506022 F 43/44 Speak no evil - peripheral vertical controls 2 monkeys - 8°V 9°H




6506024 F 47/48 Girl on stairs - central controls picture & cat - 12°



6506025 F 49/50 Yacht - peripheral controls 2 seagulls - 6°V 7°H



6506026 F 51/52 Squirrel - peripheral controls acorn & leaves - 8°V 7°H



6506029 F 57/58 Lighthouse - peripheral controls 2 keepers - 11°V 9°H



6506030 F 59/60 Bear - peripheral vertical controls honey pot & tub - 6°V 3°H



6506031 F 61/62 Robin on spade - peripheral controls flower & pot - 11°V 8°H



6506033 F 65/66 Rabbit - peripheral controls flower & tail - 7° square



6506035 F 69/70 House - central controls 2 trees - 3° square



6506036 F 71/72 Fox - central vertical controls red jacket & blue trousers - 7° square



6506038 F 75/76 Speak no evil - peripheral controls 2 monkeys - 1°V 1°H



6506039 F 77/78 Watering can - peripheral controls fork & flowerpot - 4°V 6°H



6506040 F 79/80 Tree - peripheral controls bird and rabbit - 4°V 5°H



6506041 F81/82 Apple - peripheral controls cherries & strawberry - 5°V 6°H



6506045 F89/90 Test Type - central controls 2 letters - 3°V 1°H



6506046 F91/92 Pink Elephant - peripheral controls glass & bottle - 6° square




6506047 F93/94 Chalet - central controls man & woman - 7° square



6506048 F95/96 Clown - peripheral controls club & ball - 9°V 7°H



6506050 F99/100 Cat - peripheral controls butterfly & tail - 11°V 16°H



6506052 F 103/104 Mother rabbit - peripheral controls 2 baby rabbits - 7°V 7°H



6506053 F 105/106 Santa - peripheral controls chimney & toy bag - 6°V 6°H




6506051 F 101/102 Noah's Ark - central controls Mr & Mrs Noah - 11°V15°H



6506054 F 107/108 Palm tree - peripheral controls boy and girl - 6°V 5°H

6506055 F 109/110 Clown - peripheral controls bugle and ball - 6°V 4°H



6506056 F 111/112 Bear - peripheral controls 2 baby bears - 7° square

6506057 F 113/114 Hunter - peripheral controls rabbit & gun – 9°V 6°H

6506058 F 115/116 Sailor - peripheral controls birdcage & kitbag - 5° square



6506059 F 117/118 Post-box - peripheral controls 2 envelopes - 4° square

6506060 F 119/120 Rabbit - peripheral controls flower & tail - 2° square



6506061 F 121/122 Jumbo - peripheral controls boat & sandcastle - 6°V 8°H



6506062 F 123/124 Donkey - peripheral controls carrot & tail - 5° square



6506063 F 125/126 Lamb - peripheral controls flower & tail - 5°V 6°H



6506065 F 129/130 Suitcase - central controls 2 labels - 3°V 5°H



6506067 F 133/134 Telephone dial - central controls (vertical) exchange name & number - 3°




6506068 F 135/136 Telephone dial - central controls (vertical) exchange name & number - 18°




6506069 F 137/138 Helicopter - central controls door & star marking - 2°V 5°H



6506071 F 141/142 Octopus - central controls pipe & spectacles - 8°V 10°H



6506073 F 145/146 Cowboy - central controls gun & lasso - 7°V 7°H



6506074 F 147/148 Red Indian - central controls axe & bow - 1°V 2°H



6506076 F 151/152 Witch on broomstick - peripheral controls pumpkin & sheaf of corn - 15° square



6506078 F 155/156 Mouse - peripheral controls ears & tail - 2°V 1°H (macular)



6506081 F 161/162 Charlie Chaplin - peripheral controls flower & stick - 1°V 1°H (suitable for use with Haidinger's brushes)



6506082 F 163/164 Charlie Chaplin - peripheral controls flower & stick - 2°V 1°H (suitable for use with Haidinger's brushes)



6506083 F 165/166 Snowman in circle - peripheral controls brush & stick - 3° (suitable for use with Haidinger's brushes)



6506084 F 167/168 Vintage cars - peripheral vertical controls 2 cars - 7°V 3°H



6506088 F 177/178 Bubble car - central controls 2 men - 7°V 13°H



6506089 F 179/180 TV set – peripheral/central vertical controls lampshade & picture –5°V 3°H

6506095 F 191/192 Seahorse - peripheral controls shell & starfish - 3° square

6506097 F 195/196 Diamond shaped measurement slide - central controls 0 and + - 5°V 5°H

6506098 F 197/198 Diamond shaped measurement slide - central controls 0 and + - 3°V 3°H

6506100 F 201/202 Balloon - peripheral vertical controls moon & flag - 4½°V 3½°H (suitable for use with Haidinger's brushes)

6506103 F 207/208 Bubble car - central controls two men - 4°V 8°H



6506106 F 213/214 Car - peripheral controls tree & dog - 7°V 10°H



6506112 F 225/226 Yogi Bear - peripheral controls Boo Boo & tree - 10° square



6506113 F 227/228 Yogi Bear - peripheral controls Boo Boo & cake - 8°V 8°H




6506114 F 229/230 Yogi Bear - peripheral controls apple & banana - 6°V 5°H



6506115 F 231/232 Huckleberry Hound - peripheral controls hat & whip - 8°V 6°H

6506119 F 239/240 Ding-a-Ling - peripheral controls dovecote & chick - 9°V 11°H



6506121 F 243/244 Prehistoric car - central controls Fred & Wilma - 9°V 12°H



6506123 F 247/248 Betty - peripheral/central controls sunshade & book - 6°V 7°H



6506124 F 249/250 Sooty - peripheral controls inkpot & bell - 2°V 2°H



6506125 F 251/252 Sweep - peripheral controls hat and gun - 4°V 2°H




Serie G: Series G Simultaneous Perception (Red Binding)


6508001 G 1/2 Soldier (12°V 2°H) & Sentry Box (15°V 9°H)



6508003 G 3/4 Lion (7°V 11°H) & Cage (11°V 14°H)




6508005 G 5/6 Spider (7°V 7°H) & Web (11°V 11°H)



6508007 G 7/8 Car (5½°V 8½°H) & Garage (11°V 13°H)




6508009 G 9/10 Union Jack (7°V 12°H) & Union Jack (7°V 12°H)



6508013 G 13/14 Butterfly (4°V 6°H) & Net (7°V 7°H)



6508015 G 15/16 Parrot (7°V 5°H) & Cage (9°V 6°H)




6508017 G 17/18 Fish (6°V 8°H) & Bowl (9°V 10°H)




6508019 G 19/20 Cockerel (5°V 4°H) & House (9°V 14°H)



6508021 G 21/22 Pig (6°V 4°H) & Sty (8°V 10°H)



6508023 G 23/24 Chicks (5°V 8°H) & Cage (9°V 11°H)



6508025 G 25/26 Sailor (1°V 1°H) & Ladder (6°V 1°H)



6508027 G 27/28 Sun (1°V 1°H) & Corona (2°V 2°H)



6508029 G 29/30 Engine (1°V 1°H) & Frame (4°V 4°H)



6508031 G 31/32 Three objects (1°V 3°H) & Three squares (1°V 4°H)



6508033 G 33/34 Aeroplane (2°V 9°H) & Hanger (8°V 13°H)



6508035 G 35/36 Lion (1°V 1°H) & Cage (1°V 2°H)



6508037 G 37/38 Parrot (4°V 3°H) & Cage (5°V 3°H)



6508039 G 39/40 Chicks (3°V 5°H) & Cage (5°V 7°H)



6508041 G 41/42 Policeman (3°V 1½°H) & Sentry box (4°V 3°H)



6508043 G 43/44 Dog (3°V 2°H) & Kennel (4°V 4°H)



6508045 G 45/46 Football (1°V 1°H) & Net (2°V 4°H)



6508047 G 47/48 Fish (1°V 2°H) & Tank (2°V 3°H)



6508049 G 49/50 Lamb (6°V 8°H) & Gate (8°V 9°H)



6508051 G 51/52 Mouse (1°V 1°H) & Three squares (1°V 4°H)



6508055 G 55/56 Lorry (8°V 6°H) & Garage (11°V 13°H)



6508057 G 57/58 Punch (7°V 6°H) & Stage (13°V 13°H)



6508059 G 59/60 Tractor (3°V 6°H) & Barn (5°V 7°H)



6508061 G 61/62 Rabbit (1°V °H) & Three circles (1°V 6°H)



6508063 G 63/64 Flowerpot (5°V 4°H) & Window (6°V 8°H)



6508065 G 65/66 Flowerpot (2°V 2°H) & Window (3°V 4°H)



6508067 G 67/68 Mouse (2°V 4°H) & Mousehole (8°V 13°H) - (macular)



6508071 G 71/72 Bus (3°V 7°H) & Parallel lines (3°V)



6508073 G 73/74 X (1°V 1°H) & Square (1°V 1°H)



6508075 G 75/76 X (3°V 3°H) & Square (3°V 3°H)



6508077 G 77/78 Budgie (1°V 1°H) & Cage (3°V 3°H)



Serie S Special Purpose Slides (Blue Binding)

6512001 S 1/2	Animation slide Pony & trap - To be used with Automatic Flashing Unit set at ALT (alternating) with light and dark controls at the same number.
6512002 S 3/4	After-image slide 1 horizontal streak and 1 vertical streak, each with central red fixation mark. These slides have one matt surface which must be nearest to the patient.
6512003 S 5	Single slide on transparent film of Black Spot. For use with Haidinger's Brushes
6512004 S 6	Alternative after-image slide. Cross

Mayou Series of 8 Slides (Orange Binding)

6413002	Set of 8 Mayou slides
	Slide No. 1 15° red square with three small squares in centre
	Slide No. 1 15° red square with three small squares in centre
	Slide No. 1 15° red square with three small squares in centre
	Slide No. 2 15° red square with one small square in centre
	Slide No. 3 12° red square
	Slide No. 4 9° red square
	Slide No. 5 6° red square
	Slide A 1° rocking horse
	Slide B 1° ball
	Slide C 1° boat